



OIML 20°C測定専用 酒類用振動式密度計 ALM-155

アルコール測定 (20°C測定) 専用測定装置です。
前処理後の試料をサンプリングし、ワンタッチで測定できます。
操作も非常に簡単で、どなたでも高精度なアルコール測定をすることが可能です。



京都電子工業株式会社

OIML 20℃測定専用 酒類用振動式密度計 ALM-155



◆ OIML (国際アルコール表) を搭載した
アルコール計です。

◆ 短時間で測定可能 (最短約2分)

◆ 試料量が少量
(シリンジ2ml サンプリングポンプ約8ml)

◆ オートスタート機能
(ノズルをセットし、ボタンを押すだけ)

◆ 純水だけで校正可能

◆ USBメモリへデータ保存可能

仕様

項目		内容														
名称		酒類用振動式密度計 Alcohol Meter														
形式		ALM-155														
測定範囲	アルコール度	0.00~100.00 vol%														
	密度	0.69937~1.24887 g/cm ³														
	比重 (20/20)	0.70000~1.25000														
測定精度	アルコール度	±0.10 vol%														
	密度	±0.0001 g/cm ³														
	比重	±0.00010														
再現性	アルコール度	SD:0.05 vol%														
	密度	SD:0.00005 g/cm ³														
	比重	SD:0.00005														
分解能	アルコール度	0.01 vol%														
	密度	0.00001 g/cm ³														
	比重	0.00001														
	温度	0.01℃														
測定温度		20℃固定														
使用可能アルコールテーブル		OIML/AOACユーザー切り替え														
最少必要試料量	自動吸入	約8mL (サンプリング時間10秒のとき)														
測定時間	自動操作時	2-4分 (ペリスタリックポンプ使用)														
表示機能	表示器	LCD (バックライト付)														
	表示内容	<table> <tr> <th>項目</th><th>5-2モード</th><th>4-1モード</th></tr> <tr> <td>密度</td><td>X.XXXXX</td><td>X.XXXX</td></tr> <tr> <td>比重</td><td>X.XXXXX</td><td>X.XXXX</td></tr> <tr> <td>アルコール度</td><td>X.XX</td><td>X.X</td></tr> <tr> <td>温度</td><td>XX.XX</td><td>XX.XX</td></tr> </table>	項目	5-2モード	4-1モード	密度	X.XXXXX	X.XXXX	比重	X.XXXXX	X.XXXX	アルコール度	X.XX	X.X	温度	XX.XX
項目	5-2モード	4-1モード														
密度	X.XXXXX	X.XXXX														
比重	X.XXXXX	X.XXXX														
アルコール度	X.XX	X.X														
温度	XX.XX	XX.XX														
サンプリング機能		ペリスタリックポンプによる自動サンプリング														
オートスタート機能		繰り返し数設定可能														
密度-濃度換算		アルコール度 固定 (標準で記憶している)														
粘度補正機能		なし														
ファクター値の記憶機能		1種類だけ可能 ファクター校正は純水のみで可能														
プリンタ		接続可能 IDP-100 (オプション)														
オートクリーンユニット		接続不可														
多検体チェンジャ		接続不可														
使用環境		1) 温度: 5~35℃ 2) 湿度: 85%RH以下 (但し結露しない事)														
電源		AC100~240V±10%、50/60Hz														
消費電力		約30W														
外形寸法		幅 270 mm×奥行 402 mm×高さ 163 mm														
質量		約10 kg														
適合規格		CEマーキング (EMC: EN61326-1 LVD: EN61010-1 RoHS (II) 指令に適合)														

酒類測定装置



総酸・アミノ酸計



酒類用振動式密度計 (15℃専用)



SDKシステム (15℃専用)

KEM 京都電子工業株式会社

東京支店	〒162-0842	東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1	(03) 5227-3151	FAX (03) 3268-5591
仙台営業所	〒983-0852	仙台市宮城野区榴岡4-12-12	(022) 207-3800	FAX (022) 207-3802
大阪支店	〒540-0008	大阪市中央区大手前1-7-31	(06) 6942-7373	FAX (06) 6942-9898
名古屋営業所	〒460-0008	名古屋市中区栄2-2-17	(052) 209-5862	FAX (052) 209-5863
九州支店	〒812-0012	福岡市博多区博多駅中央街4-8	(092) 473-4001	FAX (092) 473-4003
北九州営業所	〒804-0003	北九州市戸畑区中原新町1-2	(093) 861-2525	FAX (093) 861-2250
本社・工場	〒601-8317	京都市南区吉祥院新田二の段町68	(075) 691-4121	FAX (075) 691-4127
第二工場	〒601-8317	京都市南区吉祥院新田二の段町56-2	(075) 691-4122	FAX (075) 691-9961
第三工場	〒601-8317	京都市南区吉祥院新田二の段町74	(075) 691-4121	FAX (075) 691-4127

<http://www.kyoto-kem.com>



安全にお使いいただくために

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●製品の定格及びデザインは改善のため予告なく変更することがあります。

1904-13-KT